






CHEMDENT
DENTAL CERAMICS

Firing Parameters

ÜRÜN / PRODUCT	Kurutma derecesi	Kurutma süresi	Isı artış hızı	Maksimum sıcaklık	Maksimum sıc. bekleme	Vakum başlama	Vakum bitiş
	Predry. °C	 min.	 °C/min.	Max. Temp. °C	 min.	Vac. On °C	Vac. Off °C
M-BOND-C	500	4	45	950	2	600	950
OPAQUE first	500	5	80	885	0'25s	500	890
OPAQUE second	500	4	80	880	-	500	885
GLAZE POWDER	500	5	60	885	2	-	-